

ACCESORIOS PARA EL CONTENEDOR DE NITRÓGENO LÍQUIDO (FRASCOS, ESTANTES DE VIALES, BOMBAS, TAPONES, CARRETILLAS, ETC.)



SKU: N / A | **Categorías:** [Contenedor de nitrógeno líquido](#) |

VARIACIONES






Imagen	SKU	Descripción
	BellAccNitrLiqBom-5.50	
	BellAccNitrLiqBom-5.80	
	BellAccNitrLiqEst-8.50	
	BellAccNitrLiqEst-8.80	
	BellAccNitrLiqFr-30D	

Imagen	SKU	Descripción
 A set of laboratory glassware including a graduated cylinder, a beaker, and three test tubes, all containing a dark liquid.	BellAccNitrLiqFr-50D	
 A set of laboratory glassware including a graduated cylinder, a beaker, and three test tubes, all containing a dark liquid.	BellAccNitrLiqFr-50S	
 A set of laboratory glassware including a graduated cylinder, a beaker, and three test tubes, all containing a dark liquid.	BellAccNitrLiqFr-80D	
 A set of laboratory glassware including a graduated cylinder, a beaker, and three test tubes, all containing a dark liquid.	BellAccNitrLiqFr-80S	
 A set of laboratory glassware including a graduated cylinder, a beaker, and three test tubes, all containing a dark liquid.	BellAccNitrLiqFr-125D	
 A set of laboratory glassware including a graduated cylinder, a beaker, and three test tubes, all containing a dark liquid.	BellAccNitrLiqFr-125S	

Imagen	SKU	Descripción
	BellAccNitrLiqEst-4-55	
	BellAccNitrLiqEst-5-55	
	BellAccNitrLiqEst-6-55	
	BellAccNitrLiqEst-3-99	
	BellAccNitrLiqEst-5-99	
	BellAccNitrLiqEst-6-99	

Imagen**SKU****Descripción**

BellAccNitrLiqEst-8-99



BellAccNitrLiqEst-10-99

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1° Frascos



Especificaciones	Unidad	BellAccNitrLiqFr-30D	BellAccNitrLiqFr-50D	BellAccNitrLiqFr-50S	BellAccNitrLiqFr-80D	BellAccNitrLiqFr-80S	BellAccNitrLiqFr-125D	BellAccNitrLiqFr-125S
Calibre	mm	30	50	50	80	80	125	125
Capa	—	Único	Único	Doble	Único	Doble	Único	Doble
Altura	mm	120	120	276	120	276	120	276
Diámetro exterior del frasco	mm	19	38	38	63	63	97	97

Modelos de aplicación

—

BellContNitLiqAlTrans-2-30 BellContNitLiqAlTrans-30-80 y contenedores más largos de calibre 80mm. BellAccNitrLiqFr-125D/S es usado con BellContNitLiqAlTrans-10-125, BellContNitLiqAlTrans-30-125 y contenedores más largos de calibre 125mm. El frasco de una sola capa es el accesorio estándar. El de doble capa es opcional.

2° Estante con cajas de viales



Especificaciones	Unit BellAccNitrLiqEst-4-55	BellAccNitrLiqEst-5-55	BellAccNitrLiqEst-6-55	BellAccNitrLiqEst-3-99	BellAccNitrLiqEst-5-99	BellAccNitrLiqEst-6-99	BellAccNitrLiqEst-8-99	BellAccNitrLiqEst-10-99
Capa	4	5	6	3	5	6	8	10
Cajas de viales(R*L)	5*5	5*5	5*5	9*9	9*9	9*9	9*9	9*9
Dimensión(W*D*H) mm	82*84*232	82*84*286	82*84*342	142*144*173	142*144*286	142*144*342	142*144*456	138*140*571
Modelos de Aplicación	BellContNitLiqAlTrans-30-125	BellContNitLiqAlTrans-35-125	BellContNitLiqAlTrans-47-127	BellContNitLiqAlTrans-47-216	BellContNitLiqAlTrans-95-216	BellContNitLiqAlTrans-115-216	BellContNitLiqAlTrans-140-216	BellContNitLiqAlTrans-175-216

3° Bomba de nitrógeno líquido



Especificaciones	Unidad BellAccNitrLiqBom-5 (accionado manual)			BellAccNitrLiqEst-8 (accionado por pie)	
	mm	50	80	50	80
Calibre del contenedor	mm	50	80	50	80
Presión de descarga	≤MPa	0.04	0.04	0.04	0.04
Velocidad de descarga	L/min	≥5	≥5	≥8	≥8

Pérdida de nitrógeno líquido %		≤5	≤2.5	≤2.5	≤2.5
Peso Neto	Kg	9			
Peso Bruto	Kg	10.5			

4° Tapón



5° Carretilla



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO