

## ANABAC BERRY



- Desodorante para autoclave
- Fragancia con olor a frutos rojos
- Anabac Berry es un desodorante para autoclave que perfumera agradablemente su ambiente de trabajo.
- Biodegradable
- Ningún impacto en la autoclave

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Microbiología](#) |


## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO




### ¡Perfume fresco en su laboratorio!

- Anabac Berry se disuelve durante el ciclo de destrucción de la autoclave. La cápsula se funde completamente sin dejar residuos, eliminando así olores desagradables.
- Durante y después del proceso, Anabac refresca y perfuma el aire de la sala en la cual se encuentra la autoclave. Es también biodegradable.
- Anabac es compatible con todas las autoclaves y no afecta el proceso de autoclave


### Fácil de usar



Durante la esterilización, olores desagradables pueden surgir del autoclave.



Coloque una cápsula en el fondo del autoclave o en un vaso de agua.



Después del ciclo de esterilización, la cápsula funde, perfumando así el ambiente.

### Aplicaciones

- Anabac es utilizado en laboratorios en donde son llevados a cabo ciclos de esterilización, destrucción de microorganismos, medios de cultivo y descontaminación de materiales.



Industria alimentaria



Medioambiente



Industria farmacéutica



Cosméticos



Industria veterinaria



Investigación

### Especificaciones Técnicas

Referencia

Anabac Berry

Fragancia

320 600

Dimensiones de la caja (a x p x a)

Frutos Rojos

12 x 10 x 8 cm

Peso bruto

160 g

Pote de:

100 cápsulas

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO