

ANABAC® CITRUS




- Desodorante para autoclave
- Fragancia con olor a limón
- Anabac Citrus es un desodorante para autoclave que tiene un perfume agradablemente para su ambiente de trabajo.
- Biodegradable
- Ningún impacto en la autoclave
- ¡Perfume fresco en su laboratorio!
- Anabac Citrus se disuelve durante el ciclo de destrucción de la autoclave. La cápsula se funde completamente sin dejar residuos, eliminando así olores desagradables.
- Durante y después del proceso, Anabac refresca y perfuma el aire de la sala en la cual se encuentra la autoclave. Es también biodegradable.
- Anabac es compatible con todas las autoclaves y no afecta el proceso de autoclave

SKU: N / A | **Categorías:** [Microbiología](#) |


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



Fácil de usar



1. Durante la esterilización, olores desagradables pueden surgir del autoclave.



2. Coloque una cápsula en el fondo del autoclave o en un vaso de agua.



3. Después del ciclo de esterilización, la cápsula funde, perfumando así el ambiente.

Aplicaciones

- Anabac es utilizado en laboratorios en donde son llevados a cabo ciclos de esterilización, destrucción de microorganismos, medios de cultivo y descontaminación de materiales.



Industria alimentaria



Medioambiente



Industria farmacéutica



Cosméticos



Industria veterinaria



Investigación

Descargas (PDF)

Título	Idioma	Tipo	Tamaño
Folleto de Anabac	Inglés	PDF	427 KB
Ficha técnica Anabac	Inglés	PDF	103 KB
Ficha de datos de seguridad de Anabac Citrus	Inglés	PDF	289,9 KB
Catalogo en ingles	Inglés	PDF	5,9 Mb
Foto de Anabac Citrus - 320300		Zip	2,6 Mb

Especificaciones Técnicas

Referencia	Anabac Citrus
Fragancia	320 300
Dimensiones de la caja (w x d x h)	Limón
Peso bruto	12 x 10 x 8 cm
Pote de:	160 g
	100 cápsulas

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO