

## ANABAC® CITRUS




- Desodorante para autoclave
- Fragancia con olor a limón
- Anabac Citrus es un desodorante para autoclave que tiene un perfume agradablemente para su ambiente de trabajo.
- Biodegradable
- Ningún impacto en la autoclave
- ¡Perfume fresco en su laboratorio!
- Anabac Citrus se disuelve durante el ciclo de destrucción de la autoclave. La cápsula se funde completamente sin dejar residuos, eliminando así olores desagradables.
- Durante y después del proceso, Anabac refresca y perfuma el aire de la sala en la cual se encuentra la autoclave. Es también biodegradable.
- Anabac es compatible con todas las autoclaves y no afecta el proceso de autoclave

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Microbiología](#) |


## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



### Fácil de usar



1. Durante la esterilización, olores desagradables pueden surgir del autoclave.



2. Coloque una cápsula en el fondo del autoclave o en un vaso de agua.



3. Después del ciclo de esterilización, la cápsula funde, perfumando así el ambiente.

### Aplicaciones

- Anabac es utilizado en laboratorios en donde son llevados a cabo ciclos de esterilización, destrucción de microorganismos, medios de cultivo y descontaminación de materiales.



Industria alimentaria



Medioambiente



Industria farmacéutica



Cosméticos



Industria veterinaria



Investigación

### Descargas (PDF)

Título	Idioma	Tipo	Tamaño
<a href="#">Folleto de Anabac</a>	Inglés	PDF	427 KB
<a href="#">Ficha técnica Anabac</a>	Inglés	PDF	103 KB
<a href="#">Ficha de datos de seguridad de Anabac Citrus</a>	Inglés	PDF	289,9 KB
<a href="#">Catalogo en ingles</a>	Inglés	PDF	5,9 Mb
<a href="#">Foto de Anabac Citrus - 320300</a>		Zip	2,6 Mb

### Especificaciones Técnicas

Referencia	Anabac Citrus
Fragancia	320 300
Dimensiones de la caja (w x d x h)	Limón
Peso bruto	12 x 10 x 8 cm
Pote de:	160 g
	100 cápsulas

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO