

ANALIZADOR DE ELECTROLITOS - MARCA BELLTRONIC



El instrumento es utilizado en hospitales para medir K +, Na +, Cl-, Ca²⁺, iones Li y TCO₂, así como valores de pH, AG en muestras de sangre completa, suero, plasma, solución de orina diluida.

Características:

1. Operación sencilla SI/NO
2. Electrodo de alta precisión y larga vida y sensor TCO₂
3. Modo desuspensión para reducir el consumo de reactivos
4. Velocidad de prueba rápida: 80 pruebas por hora
5. Volumen mínimo de la muestra: 60ul
6. Reactivo individual para evitar desperdicios
7. Opción: Bandeja de muestra

Este producto cuenta con funciones multiparámetro que pueden ser seleccionadas, combinadas y configuradas por el usuario según sus necesidades.

El instrumento tiene 11 tipos de combinaciones:

BellAnEle-A K, Na, Cl

BellAnEle-B K, Na, Cl, TCO₂, AG

BellAnEle-C K, Na, Cl, iCa, nCa, TCa, pH

BellAnEle-D K, Na, Cl, iCa, nCa, TCa, pH, TCO₂, AG

BellAnEle-F K, Na, Cl, Li

BellAnEle-H K, Na, Cl, iCa, nCa, TCa, pH, Li

BellAnEle-I K, Na, Cl, iCa, nCa, TCa, pH, Li, TCO₂, AG

BellAnEle-J K, Na, Cl, Li, Mg

BellAnEle-K K, Na, Cl, iCa, nCa, TCa, pH, Mg

BellAnEle-L K, Na, Cl, iCa, nCa, TCa, pH, Mg, TCO₂, AG

BellAnEle-M K, Na, Cl, iCa, nCa, TCa, pH, Li, Mg, TCO₂, AG

SKU: N / A | **Categorías:** [Analizador de electrolitos](#) |

COTECNO

VARIACIONES












Imagen	SKU	Descripción	Combinación
	BellAnEle-A	K, Na, Cl	BellAnEle-A
	BellAnEle-B	K, Na, Cl, TCO ₂ , AG	BellAnEle-B
	BellAnEle-C	K, Na, Cl, iCa, nCa, TCa, pH	BellAnEle-C
	BellAnEle-D	K, Na, Cl, iCa, nCa, TCa, pH, TCO ₂ , AG	BellAnEle-D
	BellAnEle-F	K, Na, Cl, Li	BellAnEle-F
	BellAnEle-H	K, Na, Cl, iCa, nCa, TCa, pH, Li	BellAnEle-H
	BellAnEle-I	K, Na, Cl, iCa, nCa, TCa, pH, Li, TCO ₂ , AG	BellAnEle-I
	BellAnEle-J	K, Na, Cl, Li, Mg	BellAnEle-J

Imagen	SKU	Descripción	Combinación
	BellAnEle-K	K, Na, Cl, iCa, nCa, TCa, pH, Mg	BellAnEle-K
	BellAnEle-L	K, Na, Cl, iCa, nCa, TCa, pH, Mg, TCO ₂ , AG	BellAnEle-L
	BellAnEle-M	K, Na, Cl, iCa, nCa, TCa, pH, Li, Mg, TCO ₂ , AG	BellAnEle-M

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO