

BALANCIN SUAVE GR 200i - RECUPERACIÓN AUTOMATIZADA DE MUESTRAS



SKU: GR 200i | **Categorías:** [semiautomatización para pruebas APSD](#) |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Balancin suave GR 200i - Recuperación automatizada de muestras

El Balancin Suave™ GR 200i es un dispositivo simple y rentable que promueve la disolución fácil y totalmente repetible del fármaco presente en las copas de recolección NGI y, por primera vez, en las superficies de la placa de recolección ACI después de la toma de muestras de APSD.

Al aumentar la productividad y la repetibilidad de las mediciones de APSD con el NGI y el ACI, el GR 200i aplica un patrón de agitación consistente y definido a las bandejas de recolección del impactador, para garantizar una disolución completa y bien controlada del fármaco en todo momento.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



Velocidad de agitación variable



Cómoda funcionalidad de inclinación para facilitar el muestreo eficaz de la solución después de la recuperación del fármaco



Amplias opciones de generación de informes



Cubierta antipolvo incluida (opcional: cubiertas de eliminación de evaporación de solvente disponibles)



La documentación completa de IQ/OQ está disponible



Opcional: Cubierta de baja evaporación con sellos para minimizar la pérdida de disolvente cuando la evaporación es un problema particular

Compatibilidad:

Interfaz de usuario:

Velocidad de agitación:

Conectividad:

Dimensiones (ancho x fondo x alto):

Vasos de colección NGI

Placas de recolección ACI

Pantalla táctil

10 - 60 RPM (+/- 1RPM)

USB A, USB B y RS-232

590 x 320 x 235 mm

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO