

BALANZA ELECTROMAGNÉTICA CON CALIBRACIÓN INTERNA BELLTRONIC 100G A 220G X 0,0001G



Balanza Electromagnética con Calibración Interna Belltronic

Tiene una Calibración interna, de fácil operación y una interfaz RS232C & RS486 y un protector de vidrio contra el viento que asegura que la lectura sea estable.

- **Capacidad Max (g)** 100g a 220
- **Legibilidad (g)** : 0.0001g
- **Peso Bruto (kg)** 10 kg

SKU: N / A | **Categorías:** [0.0001g\(0.1mg\)](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	2021 Peso máximo (gramos)
	B-01-02-01-0201	100	
	B-01-02-01-0202	110	
	B-01-02-01-0203	120	
	B-01-02-01-0204	200	
	B-01-02-01-0205	210	
	B-01-02-01-0206	220	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

Modelo	GB1004N	GB1104N	GB1204N	GB2004N	GB2104N	GB2204N
Código de Producto	B-01-02-01-0201	B-01-02-01-0202	B-01-02-01-0203	B-01-02-01-0204	B-01-02-01-0205	B-01-02-01-0206
Capacidad Max (g)	100 g	110 g	120 g	200 g	210 g	220 g
Legibilidad (g)	0.0001g					
Peso Min. (g)	0.0004					
Tiempo Estable	≤3s					
Pantalla	LCD (luz de fondo blanca con fuente negra)					
Tamaño de Platillo (mm)	Φ 80mm					
Temperatura de Operación	5-25°C					
Habilidad de Repitibilidad	±0.0002g					
Revestimiento	±0.0003g					
Tamaño de la protección del viento	240mmx190mmx265mm					
Calibración	Calibración Interna					
Opcional	RS232C & RS486, Impresora Interno: 415x285x430mm					
Tamaño del paquete	Exterior: 475x315x485mm					
Peso Bruto (kg)	10kg					

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO