

## CALORÍMETRO, MÉTODO LANGAVANT - H-3162.5F



Se utiliza para medir el calor de hidratación del cemento mediante el método Langavant semiautomático. El calorímetro de prueba incluye certificado de calibración de fábrica. El registrador de temperatura proporciona (4) canales de entrada para registrar y transmitir valores de temperatura. El software de análisis proporciona funciones de generación de informes y edición para calcular el calor de hidratación. La unidad incluye: calorímetro de prueba; calorímetro de referencia; recipiente de muestra de mortero, dispositivo de registro de temperatura y software de análisis. La alimentación de la unidad se suministra mediante USB desde una PC o computadora portátil. No incluye PC requerida.

**SKU:** H-3162.5F | **Categorías:** [Humboldt](#), [Calorímetro](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



**H-3162.5F**

Calorímetro, método Langavant

### Código del Producto

H-3162.5F

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO