


CÁMARAS DE EXPANSIÓN DE VIDRIO



SKU: N / A | Categorías: [Accesorios](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CÁMARAS DE EXPANSIÓN DE VIDRIO

El uso de un impactador en cascada junto con una cámara de expansión de alto volumen se utiliza para medir la cantidad de fármaco en pequeñas partículas o gotas con respecto a los aerosoles nasales y aerosoles. De acuerdo con el borrador de la guía, ofrecemos una gama de cámaras de expansión de vidrio para cumplir con estos requisitos. Ofrecemos 3 tamaños:

- Cámara de 1 L: para maximizar la deposición de fármacos por debajo de la etapa superior del impactador (es decir, para aerosoles nasales)
- Cámara de 2 L: para maximizar la aerosolización y la deposición del impactador (es decir, para aerosoles nasales)
- Cámara de 5 L: para aerosoles nasales potentes en los que se requiere un mayor espacio para generar una pluma completa

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO