

CÉLULA DE CIZALLAMIENTO



SKU: N / A | Categorías: [Prueba de polvo](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Célula de cizallamiento

El accesorio de celda de cizallamiento cilíndrico de [Copley](#) es ideal para determinar las propiedades de flujo en función de la densidad aparente y la resistencia al cizallamiento de polvos de grano fino y sólidos a granel.

Al proporcionar información importante sobre el comportamiento de un material determinado en contenedores, tolvas, alimentadores y otros equipos de manipulación, la célula de cizallamiento Copley permite un control preciso de los parámetros de prueba para una amplia gama de mediciones de fluidez.

Número de catálogo 1650:

Probador de fluidez modelo BEP2 de pie y vertical

Número de catálogo 1651:

Accesorio de celda de cizallamiento*

*Requiere el accesorio de embudo (número de catálogo 1652) para funcionar

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO