

CONCENTRADOR DE MUESTRAS



Alta precisión y amplio rango de control de temperatura, operación fácil, segura y confiable de usar.

Características:

1. Alta precisión y amplia gama de control de temperatura
2. Soplar una gran cantidad de muestras a la vez
3. Soplar cada muestra de forma independiente (solo para SC-II)
4. La cantidad de flujo de aire se puede ajustar
5. Operación fácil; seguro y confiable para usar.

Modelo	BellConMue-I	BellConMue-II
Temperatura. Distancia	RT. + 5 ~ 150 °C	
Bajo NitrógenoConsumo	330 ml / min / muestra	
Tiempo requerido de 40 °C a 150 °C	≤30 minutos	
NeedlesLength	150 mm	
Temperatura. controlDiscrepancia	± 0.1 °C	
Consumo	200W	400W
Fuente de alimentación	AC220 / 110V ± 10%, 50 / 60Hz	
Tamaño del paquete (L * D * H)	490 * 380 * 410 mm	470 * 370 * 330 mm
N / G Peso	11kg	10kg

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO