

CONTADOR DE PARTÍCULAS LÍQUIDAS BELL-MA-L01A



SKU: N / A | **Categorías:** [Máquina de Prueba de Aire](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Contador de Partículas Líquidas Bell-MA-L01A

Utiliza el método fotorresistente L01A-24 Contador de partículas líquidas utiliza el método de fotorresistencia; fuente de luz del laser del semiconductor de la importación, larga vida, alta estabilidad; 24 canales de detección, tamaño de canal arbitrariamente configurado para detectar potente; sistema importado del control de muestreo de la bomba de la jeringuilla de la precisión, alta precisión del muestreo, conjunto de volumen de muestreo arbitrariamente.

Descripción:

El Detector de Partículas Inteligente es un detector de partículas de alto rendimiento.

El Contador de Partículas Líquidas Bell-MA-L01A usa un método fotorresistente; fuente de luz del laser del semiconductor de la importación, larga vida, alta estabilidad; 24 canales de detección, tamaño de canal arbitrariamente configurado para detectar potente; sistema importado del control de muestreo de la bomba de la jeringuilla de la precisión, alta precisión del muestreo, conjunto de volumen de muestreo arbitrariamente; Pantalla táctil LCD de 7 pulgadas en color real de gran tamaño, curvas de calibración integradas y un poderoso módulo de administración de bases de datos, fácil de operar; Interfaz USB, almacenamiento de datos no está restringido, puede transferir fácilmente datos Guardarlos en su computadora.

Características:

1. Línea con la versión 2010 de los requisitos de la "Farmacopea China", versión 2010 de "Farmacopea China", equipos de anestesia, infusión (GB8368-99 y GB8368-2005) y otras normas nacionales, se puede detectar directamente inyección, polvo estéril, y dispositivos médicos partículas insolubles en el tamaño y el número, para cumplir con los diferentes requisitos comerciales para la detección de contaminación de partículas.
2. Láseres semiconductores importados y chips de controladores integrados específicos; los sensores garantizan una gran estabilidad y una larga vida útil.
3. 24 canales de prueba, el rango de detección de 1 a 500 micras, el rango de canales de tamaño de 1 a 100 micrones establecido arbitrariamente para detectar potentes para detectar la distribución del tamaño de partícula y las funciones estadísticas.
4. Curva de calibración incorporada del instrumento, en línea con los requisitos de calibración de instrumentos más recientes de la norma internacional ISO21501.
5. Adopta el sistema de muestreo de pumpu jeringa de precisión importada, muestreo y alta precisión, el volumen mínimo de muestra 0.2 ml.
6. Diseño perfecto de ruta de fluido anticorrosivo, se puede detectar directamente la matriz de aceite, disolventes orgánicos y el ácido débil y la base débil con ciertas muestras corrosivas.
7. Usa un agitador magnético, agitación, velocidad de agitación es ajustable, fácil de producir burbujas.
8. Poderosas capacidades de almacenamiento y análisis de datos, software de administración de bases de datos SQL integrado, consulta de datos y visualización intuitiva, estadísticas de histogramas con análisis de datos.
9. Pantalla LCD de color táctil de 7 pulgadas, menú en chino que solicita gráficos, operación con pantalla táctil, soporte para entrada china, interfaz interactiva fácil de usar.
10. Interfaz USB externa, puede ser directamente a través del disco U para guardar datos en una computadora, pero también se puede utilizar para conectar un puerto serial RS232 de la computadora.

Especificaciones:

Sistema Optico	Ley de fotorresistencia láser, fuente de luz láser semiconductor
Rango de Detección	1 ~ 500µm
Canales de Detección	24 canales, el tamaño de partícula en el rango de 1 ~ 100 µm arbitrariamente establecido por el usuario, el intervalo 0.1µm
Volumen de Muestra	0.2 ~ 1000ml
Tasa de Muestra	5 ~ 100ml / min
Rango de Prueba	0 ~ 9999999 partículas
Precisión	± 5% del valor especificado
Repetibilidad	RSD <2% (cuenta de partículas > 1,000 / ml, 5ml muestra)
Precisión del Volumen de Muestra	<± 1%
Resolución	> 90%
Mejor Concentración Detectable.	0 ~ 18,000 partículas / ml
Operación de la Pantalla	Pantalla táctil LCD en color de pantalla grande de 7 pulgadas
Salida de Data	impresora incorporada, interfaz RS232, interfaz USB
Software de Bases de Datos	Proporciona estadísticas de datos, consultas, análisis y capacidades de almacenamiento
Energía	AC 220V ± 10%, 50Hz, <80W
Temperatura Ambiente	10 ~ 40 °C

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO