

## EFICIENCIA DE MEZCLADO DE LOS AGITADORES TÉRMICOS TS-100 & TS-100C



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Aplicaciones](#) | **Etiquetas:** [biosan](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El experimento se configuró para comprobar la eficiencia de mezclado de los agitadores térmicos TS-100C y TS-100 con tubos de 1,5 ml y 0,5 ml en la plataforma SC-18C. Se utilizó la mezcla de colorante alimentario E102 [500 g/l] y agua, con un ratio de 1:10. Para el experimento, la plataforma se separó a fin de que el proceso de mezclado se pueda ver y grabar. Haga clic en el enlace para ver el vídeo del experimento.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO