


## ELECTROFORESIS HORIZONTAL BELL-ELECHORIZ-600



- El abundante tampón no sólo garantiza el efecto de enfriamiento, sino que también mantiene estable el valor del pH durante todo el proceso del experimento.
- Los electrodos desplegados facilitan y agilizan la reparación y la sustitución de piezas.
- Con la regla fluorescente en la bandeja, se puede observar directamente en el ultravioleta.
- Con una fundición de gel especial, que evita las fugas de gel, el funcionamiento es sencillo y cómodo.
- La tapa superior transparente evita eficazmente que el líquido de la cubeta se volatilice y evita fugas de electricidad.
- Apagado automático al retirar la tapa.

**SKU:** B-01-29-0204-0900 | **Categorías:** [Electroforesis](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones:

| <b>Modelo</b>      | <b>Código SKU</b> | <b>Tamaño del gel (ancho x largo)</b> | <b>Volumen de la muestra</b> | <b>Volumen de búfer</b> | <b>Dimensión (L*W*H)</b> | <b>peso neto</b> |
|--------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|
| Bell-ElecHoriz-600 | B-01-29-0204-0900 | 130*130mm;78*100mm;48*75mm            | 3,5,10,15,13,26              | ~600ml                  | 305*152*80<br>(mm)       | 1,7<br>(kg)      |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO