

ELECTROFORESIS VERTICAL RÁPIDA SSR BELL-ELEVERA-1800



- La instalación de la placa de vidrio en sólo 15 segundos, y no necesita la perilla, rápido y conveniente.
- Con el gel que hace el dispositivo de la posición normal, no debe mover la placa de cristal del proceso de hacer el gel a la electroforesis.
- Con el núcleo interno de gel prefabricado, no afecta al funcionamiento de la fabricación de gel durante la electroforesis.
- Diseño de botón de apertura de la cubierta de seguridad, cómoda apertura de la cubierta.
- Abundante tampón no sólo garantiza efectos de enfriamiento, sino que también mantiene el valor de pH estable durante todo el proceso del experimento.
- Apagado automático al retirar la tapa.

SKU: B-01-29-0204-0300 | **Categorías:** [Electroforesis](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones:

Modelo	Código SKU	Tamaño de la placa de vidrio (W * L * L)	Tamaño del gel (W * L)	Espesor del gel	Cantidad del peine	Volumen de muestra	Requisito de búfer	Dimensión (L * W * H)	PESO NETO
Bell-EleVeRA-1800	B-01-29-0204-0300	216*110m m	186*95m m	1,0 mm	1 ~ 2 (piezas)	(1,0 mm) 25、40、52p ozos	~1800ml	280*140*135 (mm)	3,2 kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO