

ESTACIÓN DE TRABAJO DE PATOLOGÍA



El banco de muestreo patológico es ampliamente utilizado en el departamento de patología del hospital, laboratorio de patología, etc. El sistema de ventilación razonable protege al operador de los gases nocivos producidos por la formalina durante el muestreo. El sistema de agua caliente y fría asegura que puede adaptar el trabajo en diferentes climas.

SKU: N / A | **Categorías:** [Estación de trabajo de patología](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción
	BELLB-QCT-1000 Estación de Trabajo de Patología - Modelo BELLB-QCT-1000	
	BELLB-QCT-1500 Estación de Trabajo de Patología - Modelo BELLB-QCT-1500	
	BELLB-QCT-1800 Estación de Trabajo de Patología - Modelo BELLB-QCT-1800	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Ventajas:

- Función de eliminación de olores.
- Fregadero de agua individual, operaciones de dos personas.
- Sistema de aire de escape: dispositivo de succión de alta potencia, bajo nivel de ruido.
- El calentador de agua opcional está disponible, realizando un ajuste de agua fría y caliente.
- El gabinete de la base es de tipo cóncavo hacia adentro, conveniente para la operación de sentado.
- El pulverizador opcional puede aplastar completamente los residuos durante la prueba, para evitar el bloqueo de las tuberías de drenaje.
- Dispositivo de descarga automático, mesa de trabajo inclinada ligeramente del lado derecho, fácil para la descarga de desechos y limpieza.

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO