

FORCIMAT-TS



- Desplazador automático de muestras Sistema de carga de fuerza individual ajustable neumáticamente controlado por microprocesador, hasta 6 muestras, motor de CC de 100 vatios, baja velocidad de rotación entre 25-50 rpm, con columna de montaje de acero robusta, panel frontal con controles táctiles y pantalla digital, con botón giratorio ergonómico para un ajuste rápido y fácil de los parámetros, los últimos ajustes de los parámetros retenidos en la memoria, función automática de limpieza y secado del disco con un solo botón, función de ahorro de agua inteligente, señal de advertencia audible. Capacidad de comunicación con máquinas FORCIPOL 102/202 / TS. Con tubos de suministro de aire, completo y listo para funcionar.

SKU: N / A | **Categorías:** [Petrografía](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones técnicas

N ° de pedido	30 13
N ° de Modelo	FORCIMAT-TS
Operación	Semi automático
Aplicación de la fuerza	Individual
Panel de control	Controles del panel táctil
Memoria de programa	Últimos parámetros retenidos en la memoria
Modo de operación manual	Si
Potencia del motor de la cabeza	100 W
Dirección de rotación del portamuestras	CW
Velocidad del portamuestras	25-50 RPM
Fuerza individual	5-60 N
Fuerza central	Ninguno
Medición de la profundidad de pulido	Ninguno
Precisión de medición de profundidad de rectificado	Ninguno
Función de limpieza y secado de discos	Si
Función inteligente de ahorro de agua	Si
Instrumentos compatibles	FORCIPOL-TS
Requisito de aire comprimido	6 Bars
Dimensiones, WxDxH, (cm)	26 x 46 x 54 (por encima del disco de trabajo FORCIPOL)
Peso (kg)	16

Accesorios

Dispensador de fluido peristáltico

- 40 06 DOSIMAT 12 Dispensador de fluido peristáltico con 1 botella para FORCIMAT 52/102 / TS
- 40 07 DOSIMAT 52 Dispensador de líquido peristáltico con 6 botellas para FORCIMAT 52

Accesorios para el transportador automático de muestras FORCIMAT-TS

- GR 0440 Unidad de filtrado y lubricación de aire

Portamuestras para el transportador automático de muestras FORCIMAT-TS (fuerza individual)

- 33 40 Portamuestras de fuerza individual, Ø155 mm, para muestras de 3 x Ø60 mm. (Para titulares de LAP-TS y POL-TS)
- 33 01 Portamuestras de fuerza individual, Ø145 mm, para probetas de 6 x Ø40 mm.
- 33 02 Juego de anillos de inserción para Ø30 mm (para usar con 33 33 y 33 01)
- 33 03 Juego de anillos de inserción para Ø25 mm o Ø1 "(para usar con 33 33 y 33 01)

33 04 Juego de anillos de inserción para Ø1 1/4 "(para usar con 33 33 y 33 01)

33 05 Juego de anillos de inserción para Ø1 1/2 "(para usar con 33 33 y 33 01)

Portaobjetos de vidrio

- 33 10 Portamuestras especial LAP-TS con topes de carburo de boro para lapeado de secciones delgadas con dimensiones de portaobjetos de vidrio de 27x46 mm, Ø60 mm
- 33 11 Portamuestras especial POL-TS para el pulido de secciones delgadas con dimensiones de portaobjetos de vidrio de 27x46 mm, Ø60 mm
- 33 16 Portamuestras especial LAP-TS con topes de carburo de boro para lapeado de secciones delgadas con dimensiones de portaobjetos de vidrio de 28x48 mm, Ø60 mm
- 33 17 Portamuestras especial POL-TS para pulir secciones delgadas con dimensiones de portaobjetos de vidrio de 28x48 mm, Ø60 mm

Kit de repuestos para FORCIMAT

GR 1992 Conjunto recomendado de piezas de repuesto, FORCIMAT 52 / TS

Kit de repuestos para DOSIMAT

GR 1994 Conjunto recomendado de repuestos, DOSIMAT 12/52/102

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO