

## IMPACTADOR DE CRIBADO RÁPIDO (FSI)



**SKU:** FSI | **Categorías:** [Aplicaciones especiales](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Impactador de cribado rápido (FSI)

Basado en la tecnología probada de preseparador NGI, el Impactador de Detección Rápida (FSI) representa un enfoque específico para AIM que separa la dosis en Masa de Partículas Gruesas (CPM) y Masa de Partículas Finas (FPM), lo que lo hace adecuado para la aplicación de AIM-HRT (es decir, FSI-HRT) para MDI, DPI y aerosoles nasales. Hay disponible una gama de insertos para generar un diámetro de corte de 5  $\mu\text{m}$  dentro del rango de caudal de 30-100 L/min a intervalos de 5 L/min, lo que lo hace ideal para DPI probados a un caudal que equivale a una caída de presión de 4 kPa sobre el inhalador. También está disponible una gama de insertos diferentes con una gama de combinaciones de diámetro de corte/caudal, lo que permite una versión FSI-QC, con un diámetro de corte seleccionado cerca del MMAD del producto.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO