

## IMPACTADOR GENIE IG 200I



**SKU:** IG 200i | **Categorías:** [semiautomatización para pruebas APSD](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### **Impactor Genie™ IG 200i - Recubrimiento de superficie de impactación automatizado y recuperación de muestras**

Combinando el poder de recubrimiento de la superficie de impactación del Impactor Coater IC 200i con las capacidades de recuperación de fármacos del [Gentle Rocker™™](#) GR 200i, el **Impactor Genie™ IG 200i** es la solución definitiva 2 en 1 para una preparación más rápida y eficiente del impactador APSD y la disolución de fármacos tanto para NGI como, por primera vez, placas de recolección ACI.

El IG 200i amplía las capacidades de semiautomatización del NGI al ACI, lo que aumenta la fiabilidad y la productividad de los flujos de trabajo de los impactadores en cascada.

#### **Impactor Genie™ IG 200i: Especificaciones técnicas**

Compatibilidad	Vasos de Recolección NGI y Platos de Recolección ACI
Conectividad	USB A, USB BRS-232 (solo modo de balancín suave)
Dimensiones (ancho x fondo x alto)	590 x 320 x 250 mm [IG 200i]150 x 220 x 130 mm [Bomba]
Modo: Impactor Coater	
Tasa de dispensación	0 - 100 %
Dispensar e invertir el tiempo de ciclo	0 - 10 minutos
Modo: Balancín suave	
Velocidad de agitación	10 - 60 RPM (+/- 1RPM)
Tiempo de ejecución	Hasta 100 horas o hasta 60.000 revoluciones

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO