

MÁQUINA DE LLENADO DE CÁPSULAS OPERADA MANUALMENTE



La máquina llenadora de cápsulas de gelatina dura de operación manual de 300 agujeros es la máquina más utilizada de su tipo en las industrias farmacéuticas. Esta máquina es pequeña y confiable para unidades pequeñas. Las operaciones rápidas y eficientes están aseguradas por las numerosas mejoras introducidas durante muchos años de su amplia y variada aplicación en la industria.

SKU: B-01-24-16-01-0100 | **Categorías:** [Máquina de llenado y carga de cápsulas](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Accesorios opcionales:

- Máquina de llenado manual de 100 cápsulas
- Máquina de carga de cápsulas.

Máquina construida en 4 configuraciones básicas según tamaño de cápsula.

OO / O o

- A. O / 1/2 o
- B. 3/4 o
- C. 5 tamaño.

Especificaciones Técnicas

Código del producto	B-01-24-16-01-0100
Modelo	BellMaqLleCap-48
Salida	Hasta 6000 cápsulas / hora para cápsulas de 'oo' a '5' según la formulación y la habilidad del operador.
Peso Neto (kg)	48 Kg
Peso bruto (kg)	78 Kg
Dimensión de la caja	508 x 508 x 460

La completa confiabilidad de la tecnología de proceso para los pasos

- OO / O o
- O / 1/2 o
- 3/4 o
- 5 tamaño

Características sobresalientes

- El nuevo diseño mejorado genera rechazos insignificantes y garantiza un mejor retorno de la inversión.
- Piezas de contacto. La construcción de acero inoxidable y el uso de materiales aprobados no corrosivos eliminan la contaminación y facilitan la limpieza.
- El diseño simple y la construcción robusta garantizan una larga vida útil y un funcionamiento sin problemas.
- Se pueden ofrecer accesorios llenos de parcial y de mesa para adaptarse al llenado de formulaciones específicas.
- La técnica de fabricación de precisión garantiza la intercambiabilidad de piezas de tamaño y repuestos.
- El fácil mantenimiento y la disponibilidad de lectura de repuestos reducen drásticamente el tiempo de inactividad de la máquina.
- Todas las placas de carga están fabricadas en calidad.

Accesorios Opcional

- Máquina de carga de cápsulas.
- Mini modelos de 100 agujeros también disponibles.

La simplicidad de funcionamiento y el rendimiento moderado hacen que la máquina sea ideal para

- Operaciones de emcapsulación de gran variedad y bajo volumen.

- Pequeñas unidades de fabricación.
- Hospitales y farmacias.
- Llenado de Formulaciones y laboratorios de I + D, Colegios de Farmacia y Ayurveda

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO