

## MORFOLOGÍA



**SKU:** 5242A | **Categorías:** [distribución aerodinámica del tamaño de las partículas \(APSD\)](#), [Pruebas de inhaladores](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### MORFOLOGÍA

La generación de datos geométricos específicos del tamaño y la forma de las partículas puede ser útil para comprender las diferencias entre las formulaciones y, por lo tanto, su biodisponibilidad potencial, incluso cuando los APSD son equivalentes. Esto puede ser particularmente útil en el desarrollo genérico cuando se intenta replicar el rendimiento de un producto de referencia. La copa de disco de vidrio Malvern permite la recolección de partículas en un disco de vidrio de cuarzo, que luego se pueden transferir a un Malvern Panalytical Morphologi 4-ID o un sistema equivalente para el análisis morfológico.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO