

PIPETA MECÁNICA I - MARCA BELLTRONIC



Todas las pipetas han sido probadas según la norma ISO8655-2: 2002 con certificado de calibración. El control de calidad implica pruebas gravimétricas de cada pipeta con agua destilada a 22 °C.



Funciones para Pipeta Mecánica I

- * Diseño liviano, ergonómico y de baja fuerza
- * La pantalla digital muestra claramente la configuración del volumen
- * Las pipetas cubren un rango de volumen de 0.1µl a 10ml
- * Fácil de calibrar y mantener
- * La parte inferior es esterilizable en autoclave
- * El diseño ayuda a evitar lesiones por esfuerzos repetitivos



Características para Pipeta Mecánica I Multicanal:

- * Las pipetas de 8 y 12 canales están disponibles para la placa estándar de 96 pocillos
- * La cabeza de dispensación gira asegura una óptima conveniencia de pipeteo
- * Conjuntos individuales de pistón / cono de punta que facilitan la reparación y el mantenimiento
- * El diseño del cono de punta de material compuesto permite la verificación del sello visual
- * Las puntas de pipeta universales se pueden usar

Parámetros técnicos:

Pipeta ajustable de un solo canal

Rango de Volumen	Incremento	Volumen de prueba (µl)	Máximo error sistemático permitido (Inexactitud)		Máximo error aleatorio permitido (Inexactitud)		Código
			%	µl	%	µl	
0.1-2.5µl	0.05µl	2.5	2.50%	0.0625	2.00%	0.05	BellTopMec-01
		1.25	3.00%	0.0375	3.00%	0.0375	
		0.25	12.00%	0.03	6.00%	0.015	
0.5-10µl	0.1µl	10	1.00%	0.1	0.80%	0.08	BellTopMec-02
		5	1.50%	0.075	1.50%	0.075	
		1	2.50%	0.025	1.50%	0.015	
2-20µl	0.5µl	20	0.90%	0.18	0.40%	0.08	BellTopMec-03
		10	1.20%	0.12	1.00%	0.1	
		2	3.00%	0.06	2.00%	0.04	
5-50µl	0.5µl	50	0.60%	0.3	0.30%	0.15	BellTopMec-04
		25	0.90%	0.225	0.60%	0.15	
		5	2.00%	0.1	2.00%	0.1	

10-100µl	1µl	100	0.80%	0.8	0.15%	0.15	BellTopMec-05
		50	1.00%	0.5	0.40%	0.2	
		10	3.00%	0.3	1.50%	0.15	
20-200µl	1µl	200	0.60%	1.2	0.15%	0.3	BellTopMec-06
		100	0.80%	0.8	0.30%	0.3	
		20	3.00%	0.6	1.00%	0.2	
50-200µl	1µl	200	0.60%	1.2	0.15%	0.3	BellTopMec-07
		100	0.80%	0.8	0.30%	0.3	
		50	1.00%	0.5	0.40%	0.2	
100-1000µl	5µl	1000	0.60%	6	0.20%	2	BellTopMec-08
		500	0.70%	3.5	0.25%	1.25	
		100	2.00%	2	0.70%	0.7	
200-1000µl	5µl	1000	0.60%	6	0.20%	2	BellTopMec-09
		500	0.70%	3.5	0.25%	1.25	
		200	0.90%	1.8	0.30%	0.6	
1000-5000µl	50µl	5000	0.50%	25	0.15%	7.5	BellTopMec-10
		2500	0.60%	15	0.30%	7.5	
		1000	0.70%	7	0.30%	3	
2-10ml	0.1ml	10ml	0.60%	60	0.20%	20	BellTopMec-11
		5ml	1.20%	60	0.30%	15	
		2ml	3.00%	60	0.60%	12	

Pipetas de Volumen Ajustable de 8 Canales

Rango de Volumen	Incremento	Volumen de prueba (µl)	Máximo error sistemático permitido (Inexactitud)		Máximo error aleatorio permitido (Inexactitud)		Código
			%	µl	%	µl	
			0.5-10µl	0.1µl	10	1.50%	
		5	2.50%	0.125	2.50%	0.125	
		1	4.00%	0.04	4.00%	0.04	
5-50µl	0.5µl	50	1.00%	0.5	0.50%	0.25	BellAdjEig-11
		25	1.50%	0.375	1.00%	0.25	
		5	3.00%	0.15	2.00%	0.1	
50-300µl	5µl	300	0.70%	2.1	0.25%	0.75	BellAdjEig-12
		150	1.00%	1.5	0.50%	0.75	
		50	1.50%	0.75	0.80%	0.4	

Pipetas de Volumen Ajustable de 12 Canales

Rango de Volumen	Incremento	Volumen de prueba (µl)	Máximo error sistemático permitido (Inexactitud)		Máximo error aleatorio permitido (Inexactitud)		Código
			%	µl	%	µl	
			0.5-10µl	0.1µl	10	1.50%	
		5	2.50%	0.125	2.50%	0.125	
		1	4.00%	0.04	4.00%	0.04	
5-50µl	0.5µl	50	1.00%	0.5	0.50%	0.25	BellAdjTwe-11
		25	1.50%	0.375	1.00%	0.25	
		5	3.00%	0.15	2.00%	0.1	
50-300µl	5µl	300	0.70%	2.1	0.25%	0.75	BellAdjTwe-12
		150	1.00%	1.5	0.50%	0.75	
		50	1.50%	0.75	0.80%	0.4	

Pipetas de volumen fijo

Rango del volumen	Incremento	Volumen de prueba (µl)	Máximo error sistemático permitido (Inexactitud)		Máximo error aleatorio permitido (Inexactitud)		Código
			%	µl	%	µl	
			5µl	-	5µl	1.3%	
10µl	-	10µl	0.8%	0.08	0.8%	0.08	BellAdjFix-02
20µl	-	20µl	0.6%	0.12	0.5%	0.1	BellAdjFix-03
25µl	-	25µl	0.5%	0.125	0.3%	0.075	BellAdjFix-04
50µl	-	50µl	0.5%	0.25	0.3%	0.15	BellAdjFix-05
100µl	-	100µl	0.5%	0.5	0.3%	0.3	BellAdjFix-06
200µl	-	200µl	0.4%	0.8	0.2%	0.4	BellAdjFix-07
250µl	--	250µl	0.4%	1.0	0.2%	0.5	BellAdjFix-08
500µl	-	500µl	0.3%	1.5	0.2%	1.0	BellAdjFix-09

1000µl	-	1000µl	0.3%	3.0	0.2%	2.0	BellAdjFix-10
2000µl	-	2000µl	0.3%	6.0	0.15%	3.0	BellAdjFix-11
5000µl	-	5000µl	0.3%	15	0.15%	7.5	BellAdjFix-12

SKU: N / A | **Categorías:** [Micropipetas boeco](#) |

COTECNO

VARIACIONES








Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BellTopMec-01	Pipeta de volumen ajustable de un solo canal - Rango de volumen 0.1-2.5µl	Any SKU / Modelo
	BellTopMec-02	Pipeta de volumen ajustable de un solo canal - Rango de volumen 0.5-10µl	Any SKU / Modelo
	BellTopMec-03	Pipeta de volumen ajustable de un solo canal - Rango de volumen 2-20µl	Any SKU / Modelo
	BellTopMec-04	Pipeta de volumen ajustable de un solo canal - Rango de volumen 5-50µl	Any SKU / Modelo
	BellTopMec-05	Pipeta de volumen ajustable de un solo canal - Rango de volumen 10-100µl	Any SKU / Modelo
	BellTopMec-06	Pipeta de volumen ajustable de un solo canal - Rango de volumen 20-200µl	Any SKU / Modelo
	BellTopMec-07	Pipeta de volumen ajustable de un solo canal - Rango de volumen 50-200µl	Any SKU / Modelo








Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BellTopMec-08	Pipeta de volumen ajustable de un solo canal - Rango de volumen 100-1000 μ l	Any SKU / Modelo
	BellTopMec-09	Pipeta de volumen ajustable de un solo canal - Rango de volumen 200-1000 μ l	Any SKU / Modelo
	BellTopMec-10	Pipeta de volumen ajustable de un solo canal - Rango de volumen 1000-5000 μ l	Any SKU / Modelo
	BellTopMec-11	Pipeta de volumen ajustable de un solo canal - Rango de volumen 2-10ml	Any SKU / Modelo
	BellAdjEig-10	Pipeta de Volumen Ajustable de 8 Canales - Rango de volumen 0.5-10 μ l	Any SKU / Modelo
	BellAdjEig-11	Pipeta de Volumen Ajustable de 8 Canales - Rango de volumen 5-50 μ l	Any SKU / Modelo
	BellAdjEig-12	Pipeta de Volumen Ajustable de 8 Canales - Rango de volumen 50-300 μ l	Any SKU / Modelo

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BellAdjTwe-10	Pipeta de Volumen Ajustable de 12 Canales - Rango de volumen 0.5-10 μ l	Any SKU / Modelo
	BellAdjTwe-11	Pipeta de Volumen Ajustable de 12 Canales - Rango de volumen 5-50 μ l	Any SKU / Modelo
	BellAdjTwe-12	Pipeta de Volumen Ajustable de 12 Canales - Rango de volumen 50-300 μ l	Any SKU / Modelo
	BellAdjFix-01	Pipeta de volumen fijo - Volumen 5 μ l	Any SKU / Modelo
	BellAdjFix-02	Pipeta de volumen fijo - Volumen 10 μ l	Any SKU / Modelo
	BellAdjFix-03	Pipeta de volumen fijo - Volumen 20 μ l	Any SKU / Modelo
	BellAdjFix-04	Pipeta de volumen fijo - Volumen 25 μ l	Any SKU / Modelo

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BellAdjFix-05	Pipeta de volumen fijo - Volumen 50µl	Any SKU / Modelo
	BellAdjFix-06	Pipeta de volumen fijo - Volumen 100µl	Any SKU / Modelo
	BellAdjFix-07	Pipeta de volumen fijo - Volumen 200µl	Any SKU / Modelo
	BellAdjFix-08	Pipeta de volumen fijo - Volumen 250µl	Any SKU / Modelo
	BellAdjFix-09	Pipeta de volumen fijo - Volumen 500µl	Any SKU / Modelo
	BellAdjFix-10	Pipeta de volumen fijo - Volumen 1000µl	Any SKU / Modelo
	BellAdjFix-11	Pipeta de volumen fijo - Volumen 2000µl	Any SKU / Modelo

Imagen

SKU

Descripción

SKU / Modelo



BellAdjFix-12 Pipeta de volumen fijo - Volumen 5000 μ l

Any SKU / Modelo

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO