

PRUEBAS DE ANTIBIÓTICOS DE LECHE BETASTAR S COMBO 25 PRUEBAS



Características

- Un ensayo de detección rápida de antibióticos betalactámicos / cefalosporinas (por ejemplo, penicilina, ampicilina, cefalonia, etc.) y antibióticos de tetraciclina en leches mezcladas de vaca, cabra y oveja
- Un kit autónomo para 50 pruebas, que contiene: 50 frascos individuales de receptor liofilizado, 1 recipiente con 50 varillas, 1 jeringa y 50 puntas. Instrucciones incluidas en el prospecto del producto.
- La prueba emplea reactivos aglutinantes ligados a partículas de oro.

SKU: LACTOSCAN-BETASTARS-COMBO | **Categorías:** [Analizador de leche](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Parámetros de medición

Antibiótico	Especificación de límite de detección, ppb	Sensibilidad, ppb EU CRLs 2010	LMR, ppb (Reglamento UE 37/2010)
Penicilina G	2 - 4	4	4
Ampicilina	2 - 3	4	4
Amoxicilina	2 - 3	5	4
Oxacilina	3 - 5	5	30
Cloxacilina	5 - 10	5	30
Dicloxacilina	3 - 5	6	30
Nafcilina	12 - 14	12	30
Penethamate ¹		80	4
Ceftiofur	50 - 100	90	100
Desfuroul ceftiofur ²	No determinado	1000	100
Cefquinoma	< 20	8	20
Cefazolina	40	40	50
Cefapirina	8 - 10	9	60
Cefacetrilo	40	40	50
Cefoperazona	5 - 10	8	50
Cefalexina	No determinado	700	100
Cefalonio	4	5	20
Tetraciclina	50 - 100	100	100
Oxitetraciclina	50 - 100	100	100
Clortetraciclina	25 - 50	35	100
Doxiciclina		14	-

- Especificaciones del fabricante: Las celdas en blanco no implican que no se hayan detectado, solo que el fármaco no está especificado o que la especificación se está actualizando
- Directrices para la validación de métodos de detección, UE, enero de 2010. Datos: Wim Reybrouck, ILVO Bélgica, 2010
- El penetamato no es estable en la leche y se hidroliza completamente a penicilina G y dietilaminoetanol, por lo que se detecta Penicilina G
- Metabolito del ceftiofur: aproximadamente un 3% de actividad antibiótica en comparación con el fármaco original ceftiofur.

Condiciones ambientales

- Almacenar entre 2 y 8 ° C / 35 y 46 ° F
- Dimensiones (W x D x H): 170x140x50 mm
- Peso > 0,5 kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO