

PRUEBAS DE POLVO JV 100I



SKU: JV 100i | **Categorías:** [Prueba de polvo](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

JV 100i

Una solución de alta fiabilidad para la medición rutinaria de la densidad de roscado de polvos, gránulos y productos similares, la serie de probadores [Copley](#) JVi son los únicos sistemas de densidad de roscado único en el mercado que ofrecen los tres métodos especificados en Eur. Ph. y [USP](#).

La serie de densidad de roscado JVi proporciona informes detallados, incluidos los cálculos de la relación de Hausner para una amplia gama de estándares industriales.

El JV 100i es un sistema de densidad de tomas de una sola estación, compatible con todos los accesorios asociados para los 3 métodos USP.

Número de catálogo:

1631

Cumplimiento de la farmacopea:

Tel. Eur. 2.9.34 USP <616>

Métodos de prueba Eur. Ph y USP admitidos:

1, 2, 3

Número de estaciones de prueba:

1

Dimensiones de la unidad (ancho x profundo x alto):
(con cilindro de 250 mL)

260 x 347 x 562 mm

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO