

## TARRO ANAERÓBICO







- Excelente rendimiento hermético, evitando cualquier fuga indebida.
- Material PMMA, superficie extremadamente lisa, resistente a golpes e impactos.
- El frasco y la tapa son transparentes, el sellado entre la tapa y el frasco consiste en una junta tórica de excelente calidad
- La construcción de la abrazadera de la tapa del frasco garantiza el rendimiento hermético general

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Tarro anaeróbico](#) |

## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción
	BellAnaJar-015	Tarro Anaeróbico, 2.3kg
	BellAnaJar-025	Tarro Anaeróbico, 2.8kg
	BellAnaJar-035	Tarro Anaeróbico, 3.3kg
	BellAnaJar-050	Tarro Anaeróbico, 5.9kg
	BellAnaJar-070	Tarro Anaeróbico, 6.3kg
	BellAnaJar-0100	Tarro Anaeróbico, 7.3kg
	BellAnaGar-015	Tarro Anaeróbico, 2.0kg
	BellAnaGar-025	Tarro Anaeróbico, 2.5kg

Imagen	SKU	Descripción
	BellAnaGar-035	Tarro Anaeróbico, 3.0kg
	BellAnaGar-050	Tarro Anaeróbico, 5.6kg
	BellAnaGar-070	Tarro Anaeróbico, 6.0kg
	BellAnaGar-0100	Tarro Anaeróbico, 7.0kg

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características:

- Abrazadera de acero inoxidable de color, con pintura electrostática, duradera y conveniente para la gestión experimental
- Adoptando un acoplamiento rápido de cierre, lo que permite una conexión rápida al sistema en un movimiento.

### Especificaciones Técnicas

Jarra tipo bombeo, serie **BellAnajar**: de 3 a 5 minutos cada vez

Modelo	Contenido	Soporte para placa de Petri	Tamaño del paquete (L * W * H)	Peso bruto
BellAnajar-015	1 pila de 6 platos (φ9-10cm) φ = 130 mm, h = 150 mm; 1.5 litros	15R	245 * 215 * 295 mm	2.3kg
BellAnajar-025	1 pila de 12 platos (φ9-10cm) φ = 130 mm, h = 240 mm; 2.5 litros	25R	245 * 215 * 395 mm	2.8kg
BellAnajar-035	1 pila de 18 platos (φ9-10cm) φ = 130 mm, h = 330 mm; 3.5 litros	15 / 25R	245 * 215 * 495 mm	3.3kg
BellAnajar-050	3 pilas de 6 platos (φ9-10cm) φ = 240 mm, h = 120 mm; 5 litros	3 / 25R	370 * 370 * 340 mm	5.9kg
BellAnajar-070	3 pilas de 8 platos (φ9-10cm) φ = 240 mm, h = 160 mm; 7 litros	3 / 25R	370 * 370 * 370 mm	6.3kg
BellAnajar-0100	3 pilas de 12 platos (φ9-10cm) φ = 240 mm, h = 230 mm; 10 litros	3 / 25R	370 * 370 * 470 mm	7.3kg

Tarro de tipo hermético de la serie **BellAnaGar**: Aproximadamente 4 horas cada vez

Modelo	Contenido	Soporte para placa de Petri	Tamaño del embalaje (L * W * H)	Peso bruto
BellAnaGar-015	1 pila de 6 platos (φ9-10cm)	15R	245 * 215 * 295 mm	2.0kg
BellAnaGar-025	1 pila de 12 platos (φ9-10cm)	25R	245 * 215 * 395 mm	2.5kg
BellAnaGar-035	1 pila de 18 platos (φ9-10cm)	15 / 25R	245 * 215 * 495 mm	3.0kg
BellAnaGar-050	3 pilas de 6 platos (φ9-10cm)	3 / 15R	370 * 370 * 340 mm	5.6kg
BellAnaGar-070	3 pilas de 8 platos (φ9-10cm)	3 / 15R	370 * 370 * 370 mm	6.0kg
BellAnaGar-0100	3 pilas de 12 platos (φ9-10cm)	3 / 25R	370 * 370 * 470 mm	7.0kg

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO