

UNIDAD DE INTERFAZ TÓXICA -HM-4190



SKU: HM-4190 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [FlexPanel](#), [Humboldt](#), [Laboratorio de suelos](#), [Mecánica de suelos](#), [Panel de control](#), [Permeabilidad](#), [Triaxial](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Segura y conveniente para realizar pruebas de permeabilidad de permeantes corrosivos o tóxicos. El acumulador flexible de burbuja de fluoroelastómero interactúa entre el panel de control y los drenajes de muestra en el permeámetro. Sirve como un separador de fluido para evitar que el permeante ingrese al panel de control. También previene el contacto del aire con el permeante, por lo tanto, no se pueden escapar vapores tóxicos o corrosivos al laboratorio. Maneja cualquier fluido compatible con acero inoxidable, PTFE y la burbuja de fluoroelastómero. La unidad mide 8 "H x 5" dia. Se requieren dos unidades para cada celda.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO