

## UNIDAD HELDAL



### Características:

Accesorio diseñado para mediciones de viscosidad de sustancias no fluidas. En estos materiales, la viscosidad no se puede medir mediante métodos estándar y husos debido al efecto de cavitación alrededor del husillo.

Recomendamos utilizar la unidad HELDAL y los husillos en T para mediciones comparativas de sustancias no fluidas.

Un viscosímetro Fungilab está montado en la unidad Haldal, y restringe la medición del cabezal para que fluya suavemente hacia arriba y hacia abajo dentro de los límites preestablecidos, permitiendo un contacto constante entre el eje de la barra en T y la muestra de prueba gracias a la línea helicoidal descrita.

|   | <b>Tipo de viscosímetro</b> | <b>Rango de medición (cP)</b> |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| R |                             | 2,490 - 33.300.000            |
| H |                             | 19,500 - 260.000.000          |

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Accesorios para Viscosímetro](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**SKU / Modelo**

[BellVisUnHel-H](#), [BellVisUnHel-R](#)

COTECNO