

EQUIPO CASAGRANDE DE LIMITE LIQUIDO



SKU: N / A | **Categorías:** [Laboratorio de suelos](#) |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

EQUIPOS CASAGRANDE DE LIMITE LIQUIDO

Equipos Casagrande Humboldt de limite liquido según normas ASTM D4318 con contador de vueltas y accesorios básicos como capsulas de aluminio acanaladores, espátulas, probetas graduadas y recipientes de mezcla.

COTECNO

COTECNO