

BAÑO TERMOSTÁTICO SERIES EAGLE



SKU: N / A | **Categorías:** [Baño Termostático](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	B150B20		B150B20
	B150B12S		B150B12S
	B150B12		B150B12
	B150B9S		B150B9S
	B150B9		B150B9

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	B150	B150	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- [Descripción](#)

Características:

- Mayor precisión 0,3°C
- Nuevo diseño
- Fácil de usar
- Hasta 150 °C

Diseñado para adaptarse perfectamente a todos los viscosímetros y accesorios FUNGILAB.

Para trabajar con o sin camisa de circulación y con dos soportes opcionales para cubetas de 600 ml.

Especificaciones

Temperatura de trabajo: + 5°C ... 150°C
 Estabilidad de la temperatura: +/- 0.03K
 Selección de temperatura: Digital
 Indicación de temperatura: 13 mm. 4 Dígitos LED
 Resolución: 0.1°C
 Control de temperatura: PID
 Potencia del calentador a 230V: 2,0 kw
 Potencia del calentador a 115V: 1,0 kw
 Capacidad de la bomba: Presión: 0,3 bar Caudal: 14 l / min.
 Dimensiones totales (AxLxH) 13 x 16 x 33 cm
 Peso: 4,1 kg
 Clasificación según DIN 12876-1: Clase III
 Protección en conformidad con: EN 60 529 IP 21
 Seguridad de conformidad con: IEC 61010-2-010
 Protección contra exceso de temperatura: ajustable 0 ... 160°C
 Protección de nuevo nivel de líquido bajo: boya de nivel de agua.
 Alarma: óptica y acústica
 Conexión de alimentación principal: 190 – 230V. 50/60 Hz

Código Del Producto	Modelo	Código
	Baño EAGLE 150	B150
	Baño EAGLE 150-B9 • Tanque de 9L	B150B9
	Baño EAGLE 150-B9S • Tanque de 9L • (Incluye soporte para dos vasos)	B150B9S
	Baño EAGLE 150-B12 • Tanque de 12L	B150B12
	Baño EAGLE 150-B12S • Tanque de 12L • (Incluye soporte para dos vasos)	B150B12S
	Baño EAGLE 150-B20 • Tanque de 20L	B150B20

INFORMACIÓN ADICIONAL

SKU / Modelo

COTECNO