

EQUIPO PARA PRUEBAS DE FRACCIONAMIENTO DE TENSIÓN / ACCESORIOS



Código del Producto:

UTC-0350 Equipo para Pruebas de Fraccionamiento de Tensión para especímenes cilíndricos de

150x300 mm (6"x12") y 160x320 mm, ASTM/EN

UTC-0351 Espaciador para UTC-0350 para especímenes cilíndricos de Ø100x200 mm (4"x8")

Estándares:

EN 1338, 12390-6; ASTM C496

Los Equipo para Pruebas de Fraccionamiento de Tensión son accesorios para máquinas para pruebas de compresión para medir la fuerza de fraccionamiento de tensión de especímenes cilíndricos de Ø150x300 mm y Ø160x320 mm según los requerimientos de las estándares relacionados.

UTC-0351 Espaciador para especímenes cilíndricos de Ø100x200 mm se debe ordenar por separado.

Todos los accesorios pueden estar equipados/instalados fácilmente a la máquina sin tener que remover la platina superior y asiento esférico.

UTC-0350

Cilindrico

Especímen 100x200 mm (con UTC-0351),

150x300 mm, 160x320 mm

Estándares Relacionados EN 12390-6; ASTM C496

Dimensiones 340x150x330 mm

Peso (aprox.) 25 kg

SKU: N / A | Categorías: Concreto, Prensas de hormigón |



VARIACIONES

Imagen SKU Descripción SKU / Modelo



Equipo para Pruebas de Fraccionamiento de Tensión para UTC-0350 especímenes cilíndricos de 150x300 mm (6"x12") y 160x320 Any SKU / Modelo mm, ASTM/EN



UTC-0351 Espaciador para UTC-0350 para especímenes cilíndricos de \emptyset 100x200 mm (4"x8")

Any SKU / Modelo

