

MICROSCÓPIO ELECTRÓNICO DE EXPLORACIÓN - MARCA BELLTRONIC



Parámetros técnicos:

Modelo		BellMicEsc-EM6200
Resolución		4.5nm (30KV)
Aumento		15x-250,000x
Tipo de pistola de electrones		Voltear el cátodo de tungsteno con horquilla abierta
Voltaje de aceleración		0 ~ 30KV
Sistema de lentes		Lente electromagnética de tres etapas (lente cónica)
Apertura objetiva de la lente		Tres seleccionables
Etapa de espécimen		Manual, X / Y automático (opcional)
Rango de viaje	X	0 ~ 50 mm
	Y	0 ~ 50 mm
	Z	0 ~ 25 mm
	R	0 ~ 360
	T	-5 ~ 90
Detector		Detector SE, detector de BSE (opcional), EDS de rayos X (opcional), EBS (opcional)
Sistema de vacío		Bomba molecular Turbo, bomba de difusión (opcional)
Tamaño del paquete de madera		Embalaje del anfitrión: 1060 * 1060 * 1900mm Armario electrodoméstico: 1620 * 1460 * 1750mm
Peso bruto		550kg

SKU: BellMicEsc-EM6200 | **Categorías:** [Microscopio Boeco](#) |

COTECNO