

MOLDE DE BRIQUETA— H-2800



SKU: H-2800 | **Categorías:** [Cemento](#), [Cubos de Prueba](#), [Humboldt](#), [Moldes Cúbicos](#) | **Etiquetas:** [ASTM C307](#)

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

De bronce fundido, se usa para los ensayos de resistencia a la tensión o flexión de los morteros de cemento hidráulico.

Las abrazaderas de bronce con pasadores sostienen firmemente las dos mitades.

Diseñado para prevenir derrame durante el moldeo.

Cumple con norma [ASTM C307](#).

Peso de envío: 5 Lbs.

(2 Kg.)

COTECNO

COTECNO