

## ШПРИЦ ОДНОРАЗОВЫЙ, 3 ЧАСТИ, HENKE-JECT 3 МЛ, LUER-LOCK, БЕЗ ИГЛЫ



**SKU:** PG-7 45103 | **Categorías:** [Insumos de Laboratorio](#) | **Etiquetas:** [HENKEJECT](#), [LuerLock](#), [без иглы](#), [мл](#), [одноразовый](#), [части](#), [Шприц](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### ШПРИЦ ОДНОРАЗОВЫЙ, 3 ЧАСТИ, ХЕНКЕ-ДЖЕСТ 3 МЛ, LUER-LOCK, БЕЗ ИГЛЫ

Описание: Шприц одноразовый, 3-х частей.

Название продукта: ХЕНКЕ-ДЖЕСТ

Объем и градуировка: 3 мл.

Наконечник: Люэр-Лок, без иглы.

Использование: стерильно

3 Размер

[Source link](#)

[Syringes](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**categoria**

Syringes

COTECNO