

## 2-8 FARMACIA REFRIGERADOR BELL-FARMAREFRI-656



**SKU:** B-01-29-0701-0204 | **Categorías:** [Refrigeradores de Farmacia](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características

- Tecnología de control de temperatura precisa para mantener la temperatura en 2~8°C e incrementarla 0.1°C.
- Sistema de enfriamiento de aire forzado especialmente diseñado para asegurar un gabinete libre de escarcha y una buena uniformidad de temperatura.
- Diseñado para una temperatura ambiente de 10~32°C con una humedad inferior al 95%.
- Puerta de vidrio templado de tres capas con calentador para evitar la condensación.
- Cámara interior de chapa de acero pulverizada en color para un uso agradable y una limpieza fácil.
- Amplio rango de voltaje disponible: 187V~242V

### Seguridad

- Bloqueo de seguridad de la puerta y contraseña de configuración del controlador para evitar el acceso no autorizado.
- Batería de reserva incorporada para mostrar la temperatura y hacer funcionar el sistema de alarma sonora y visual hasta 8 horas sin alimentación de CA.
- Ventilador de refrigeración de encendido/apagado automático para evitar que se escape el aire frío al abrir la puerta.
- Sistema de alarma visual y sonora: Temperatura alta/baja, fallo de alimentación, error de sensor, puerta entreabierta.
- Protección contra fallo de alimentación: retardo de encendido del sistema de refrigeración tras un fallo de alimentación.
- Protección de error del controlador: el sistema de refrigeración recordará el ciclo de trabajo normal y seguirá funcionando dependiendo de esta memoria cuando el controlador o dos sensores fallen.

### Diseño humanizado

- 4 ruedas, y dos con tapón para facilitar el movimiento y la fijación.
- 10 estantes ajustables para facilitar el almacenamiento.
- Sistema de drenaje libre de servicio especialmente diseñado, asegura que no haya agua en el gabinete.
- Luz LED de encendido/apagado automático con interruptor manual en el panel de control.
- Diseño de doble puerta de cristal calefactada con resorte automático.
- Orificio de prueba estándar para una cómoda instalación del registrador de temperatura.

### Especificaciones:

Modelo	Bell-FarmaRefri-656	
Codigo SKU	B-01-29-0701-0204	
Rendimiento	Rango de temperatura	2~8°C
	Temperatura ambiente	+10~+32°C
Sistema de refrigeración	Controlador	Microprocesador
	Mostrar	Pantalla digital
	Compresor	1
	Refrigerante	R600a
Datos eléctricos	Tipo de enfriamiento	Refrigeración por aire forzado
	Tipo de descongelación	Automático
	Fuente de alimentación (V/Hz)	220/50~60; 115/60
Datos eléctricos	Potencia nominal (W)	385
	Corriente eléctrica (A)	2.3
	El consumo de energía	5,75 kWh/24h

<b>Modelo</b>	<b>Bell-FarmaRefri-656</b>	
Alarma	Temperatura alta/baja	Y
	error del sensor	Y
	Fallo de alimentación	Y
	Puerta entreabierta	Y
Dimensiones	Capacidad	656L
	Tamaño interior (ancho x profundidad x alto)	1100*454*1325mm
	Tamaño exterior (ancho x profundidad x alto)	1240*630*1895mm
	Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.)	1335*710*2000mm
	Nt/Gt (aprox.)	166/184kg
Accesorios	Cantidad de carga (20'/40'/40'H)	27/13/27
	Castor	4
	Luz	CONDUJO
	Estante	10
	Temperatura. Registrador	Registrador gráfico Opcional
	Agujero de prueba	1/25 mm

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Temperatura Mínima (°C) [2](#)

COTECNO