

3D, MINI AGITADOR SUNFLOWER



SKU: N / A | Categorías: [Agitador Orbital](#) | Etiquetas: [biosan](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **mini agitador 3D Sunflower** proporciona una rotación de la plataforma suave y ajustable en tres dimensiones. La plataforma es adecuada para colocar una alfombrilla **PDM** versátil con muescas para tubos de diferentes tamaños.

El mini agitador es un dispositivo compacto con bajo consumo de energía. La alfombrilla de silicona resistente al calor y antideslizante, suministrada con el producto, de la plataforma del agitador de balanceo proporciona un posicionamiento estable de los recipientes durante la agitación.

El uso de un accionamiento directo y un motor sin escobillas permite un mezclado continuo durante un máximo de 7 días y garantiza un funcionamiento fiable durante más de 2 años. El mini agitador está diseñado para mezclar muestras de sangre, para la decoloración y coloración de minigel, el lavado de muestras y la reacción de hibridación de blot.

El mini agitador de balanceo se puede utilizar en cámaras frigoríficas o incubadoras, con una temperatura ambiente de +4°C a +40°C.

La alfombrilla con muescas **PDM** opcional evita que tubos de muestras de diferentes tamaños se desplacen sobre la plataforma.

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO