

ABRAZADERA DE JUNTAS, EPDM



SKU: GJTC038000000002 | **Categorías:** [Maletín de ensayo de celda cerámica](#), [Membranas de cerámica](#), [Productos Sterlitech](#), [Repuestos](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

El kit de celdas de prueba de cerámica está hecho de acero inoxidable 316L y está diseñado para elegir la mejor membrana cerámica de flujo cruzado / flujo tangencial para su procedimiento de separación.

Juntas sanitarias de valisette, EPDM

Paquete de 2

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO