


ABRAZADERA DE TERMÓMETRO -H-8950



SKU: H-8950 | **Categorías:** [Abrazaderas especiales](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Tenazas de laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Con una rotación total de la mandíbula de 360 °, esta abrazadera completamente ajustable es ideal para acoplarse a varillas de hasta 3/4 "(19 mm) de diámetro. La abrazadera tiene un manguito de aluminio con tornillo de acero y mandíbulas de bronce fosforado. La distancia máxima desde la mandíbula al manguito es 4-3 / 8 "(111 mm) y la longitud total es de 5-1 / 2" (140 mm).

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO