

ABRAZADERA DE TERMÓMETRO -H-8980



SKU: H-8980 | **Categorías:** [Abrazaderas especiales](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Tenazas de laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Al igual que la H-8980, esta abrazadera tiene un clip de resorte de bronce fosforescente unido a un bloque de sujeción de barra de aluminio para termómetros y muescas de 2 "v diseñadas para sostener el anillo H-1602 y el conjunto de vástago en un aparato de punto de reblandecimiento ASTM, se puede utilizar para suspender otros elementos, como cubos de tono.

La distancia máxima entre la mandíbula y el manguito es de $3\text{-}5 / 8$ "(92mm) y la longitud total es de $5\text{-}1 / 4$ " (133mm).

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO