

## ABRAZADERA DEL CILINDRO DE GAS



**SKU:** H-8280 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Laboratorio general ASTM/NCH](#), [Mecheros de laboratorio](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Diseñado para asegurar de manera segura y conveniente cilindros de gas comprimido en posición vertical. Acomoda cilindros de 4-1 / 2 "a 11" (114 mm a 279 mm) de diámetro. La abrazadera de alta resistencia con tornillos de mariposa ajustables se adapta cómodamente a cualquier banco de hasta 2 "(51 mm) de grosor sin dañar la superficie.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO