


ACCESORIO DE EXTENSIBILIDAD DE MASA KIEFFER



SKU: N / A | **Categorías:** [Celdas para Analizador de Texturas](#), [viscosidad y reología](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Accesorio de Extensibilidad de Masa Kieffer

[/col][[/row]

Medición de elasticidad y ruptura de la masa.
Requiere mesa Ref. 310106

[/col][[/row]

Número de pieza
130148

[/col][[/row]

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO