

ACCESORIO DE LIMPIEZA Y PESAJE -H-4307



SKU: H-4307 | **Categorías:** [Accesorios agitadores](#), [Agregados](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Pantallas Vibratorias](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Para usar con H-4276, H-4283 Pantallas de prueba y H-4273, H-4274

Pantallas de prueba Test-Master El accesorio de limpieza y pesaje proporciona un método rápido y conveniente de limpieza y recolección de contenido de bandejas de pantalla para pesar fracciones separadas. Las bandejas de pantalla cargadas se invierten y se limpian en la parte superior de la unidad y la muestra se recoge en la bandeja de manipulación de extremos de canal TSA-162 incluida a continuación.

La bandeja también se puede colocar en un equilibrio electrónico para visualización instantánea o recopilación de datos de pesos acumulados. Construcción robusta de acero pintado, estante ajustable y patas de nivelación.

Dimensiones: 30.5x19.5x30.5in (775x495x775mm), Ancho x Profundo x Alto. Est. Peso del barco: 63 lb (29 kg).

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO