

ACCESORIO DE MUESTREO



Acoplamiento de muestreo con tubo de gas y abrazadera especial para el matraz de evaporador rotatorio 1 y 2 l unido a la toma de salida superior de la fuente de recuperación. Adicionalmente se recomienda la opción 20-1100E220.



SKU: 20-1100E200 | **Categorías:** [Asfalto](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Extracción](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO