

ACCESORIO DE PLACA SUPERIOR DE COMPRESIÓN



SKU: N / A | **Categorías:** [Celdas para Analizador de Texturas](#), [viscosidad y reología](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Accesorio de Placa Superior de Compresión

[/col][/row]

Mida la firmeza por compresión uniforme.
Requiere mesa Ref. 310106

[/col][/row]

Número de pieza
130153

[/col][/row]

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO