

## ACCESORIO DE SOPORTE Y BRAZO DE ELECTRODO



- Claramente es una necesidad para la mesa en el laboratorio: el brazo y soporte del electrodo; presenta un brazo articulado, que es accionado por resorte y que puede girar sobre una base pesada. Para un manejo de electrodo de rango completo, lo que permite un uso muy fácil.
- El soporte estándar puede manejar hasta 5 electrodos estándar de 12 mm. O bien, es posible personalizar uno de acuerdo a sus necesidades específicas. Gracias a este accesorio, ya no habrá necesidad de voltear los vasos o buscar una manera apropiada para mantener sus electrodos orientados durante el almacenamiento, ya que le permite realizar esto y mucho más.

**SKU:** BellBraSopEl-01 | **Categorías:** [Accesorios](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características:

- El brazo articulado hace que sus electrodos sean fáciles de maniobrar.
- Tiene una base pesada y poste de pivote.
- Diseñado para sostener hasta 5 electrodos estándar de 12 mm.
- Los clips de administración de cables mantienen los cables fuera de su camino.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO