

## ACCESORIO GEOMÉTRICO DE RESIPOD -H-2879.200



**SKU:** H-2879.200 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Repuestos y accesorios](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El accesorio geométrico Resipod para el medidor de resistividad Resipod está diseñado para cumplir con las últimas investigaciones destinadas a ampliar los límites actuales del estándar AASHTO TP 95-11, que se limita a geometrías de muestra particulares y un tamaño agregado máximo de 1.5 "(38 mm) .

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO