

ACEITE HIDRÁULICO ISO VG 46, 1G (REQUIERE 2G) HCM-005050



SKU: HCM-005050 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Opciones de producto



HCM-005050
ISO VG 46 Aceite hidráulico, 1 galón

ISO VG 46 Aceite hidráulico, 1 galón

Contenedor de 1 galón de aceite hidráulico ISO VG 46.

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO