

ACEITE MINERAL BLANCO, PARA USO HASTA 230 °F -H-2189



SKU: H-2189 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Repuestos y accesorios](#) |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1 galón de Aceite mineral blanco, para uso hasta 230°F (110°C)

- [Manuales](#)

[H-2189_MSDS](#) (Product MSDS PDF)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO