

## ACEITES DE VISCOSIDAD DE USO GENERAL



### Características:

La norma ISO 17025 / ISO Fungilab ISO 3425 / ISO 34 cumple con los estándares de viscosidad de uso general doble certificados de acuerdo con ASTM D 2162, ("Práctica estándar para la calibración básica de viscosímetros maestros y aceites estándar de viscosidad").

Son completamente rastreables según los estándares nacionales y son compatibles con equipos de prueba.

Certificado según la norma ISO 17025 / ISO Guide 34 bajo la acreditación UKAS

- > Probado de acuerdo con ASTM D 2162 ("Práctica estándar para calibración básica de viscosímetros maestros y aceites estándar de viscosidad")
- > Densidad g / mL de acuerdo con ASTM D 1480
- > Cinemática (cSt), viscosidad dinámica (mPa • s) y densidad (g / ml) administradas a todas las temperaturas
- > Tamaño estándar del paquete 500mL, disponible también en 5L, 10L y 20L
- > Totalmente trazable a los estándares nacionales
- > Garantiza el cumplimiento total del protocolo del método de prueba de ASTM e IP
- > Empaquetado de seguridad evidente a sabiendas
- > Marcado holográficamente para asegurar la autenticidad

**SKU:** BellAceVisc-S | **Categorías:** [Accesorios para Viscosímetro](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO