

ACEITES ESTÁNDAR PARA VISCOSÍMETROS ROTACIONALES



Características:

Los estándares de viscosidad doble de silicona certificada Fungilab ISO 17025 / ISO 34 están específicamente formulados para uso con viscosímetros rotativos. Se suministra en paquetes de 600 ml listos para usar diseñados especialmente para eliminar el requisito de transferir la muestra a un vaso de prueba.

Trabajo más seguro, menos desorden, menos desperdicio, mayor rendimiento

Certificado según la norma ISO 17025 / ISO Guide 34 bajo la acreditación UKAS

- > 600 ml de producto suministrado en un contenedor listo para usar "prueba en paquete"
- > Probado y certificado a 20 ° C y 25 ° C
- > 1 año de vida útil
- > Garantiza el cumplimiento total del protocolo del método de prueba internacional
- > Trazabilidad completa a los estándares nacionales
- > Empaquetado de seguridad evidente a sabiendas
- > Marcado holográficamente para asegurar la autenticidad
- > Mezcla personalizada disponible
- > En stock y disponible para envío inmediato

SKU: BellAceViscRot-S | **Categorías:** [Accesorios para Viscosímetro](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO