

## ADAM CORE BALANCE CQT COMPACT PORTABLE, 2600G DE CAPACIDAD, 0.1G DE LEGIBILIDAD, 220V 50/60HZ, INCLUYE ESTUCHE RÍGIDO - HB-4533A.4F



### Adam Core Balance CQT Compact Portable, capacidad de 1700 a 3800 g

Compatible con los siguientes estándares: ASTM C128, ASTM C185, ASTM D4, ASTM D2937, ASTM D4914, ASTM D4254, ASTM D3551, ASTM [C109](#), ASTM C87, ASTM D558, ASTM [D3080](#), [ASTM D4253](#)

El CQT proporciona una solución de bajo costo para uso en el campo y en el laboratorio. Completo con protección contra corrientes de aire extraíble, adaptador de CA, pies y nivel ajustables y un soporte de seguridad integral. Listas para su uso desde el primer momento, las balanzas CQT pueden funcionar con 6 pilas AA y hay disponible un estuche de transporte opcional. Las balanzas centrales incluyen un protector contra corrientes de aire extraíble que ayuda cuando se trabaja en el sitio donde el viento dificulta lecturas precisas, y funciona con seis baterías AA. Incluye gancho de pesaje inferior. Hay disponible un estuche de transporte opcional.

#### **bAdam 2600g Core Balance Field Kit/b**

Diseñado para proporcionar un equilibrio de campo fiable que sustituya a los balanzas de triple haz. La balanza viene con un estuche rígido y duradero y un gancho de pesaje inferior.

**SKU:** HB-4534A.4F-1-1 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Adam Core Balanza Compacta Portátil, 200g - 600g](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



### **HB-4534A**

Adam Core Balance CQT Portátil Compacto, Capacidad de 2000 g, Legibilidad de 1 g, 120 V 60 Hz



### **HB-4534A.4F**

Adam Core Balance CQT Portátil Compacto, Capacidad de 2000 g, Legibilidad de 1 G, 220 V 50/60 Hz



### **HB-4533A**

Adam Core Balance CQT Portátil Compacto, Capacidad de 2600 g, Legibilidad de 0,1 G, 120 V 60 Hz,  
INCLUYE ESTUCHE RÍGIDO



### **HB-4533A.4F**

Adam Core Balance CQT Compact Portable, 2600g de Capacidad, 0.1g de Legibilidad, 220V 50/60Hz,  
INCLUYE ESTUCHE RÍGIDO

## Código del Producto

HB-4533A.4F

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO